

## Information



Die nachfolgenden Angaben geben lediglich die Systemanforderungen an Rechnersysteme wieder. Der ordnungsgemäße Betrieb der DÜRR MEDICAL Hard-/Software kann auch bei Einhaltung der Systemanforderungen durch spezifische Hardware- und Softwarebesonderheiten auf Kundenseite gestört werden. DÜRR MEDICAL übernimmt in diesen Fällen keine Gewähr für den störungsfreien Betrieb der DÜRR MEDICAL Hard-/Software.

Werden weitere Systeme an den PC angeschlossen, können sich die Systemanforderungen verändern. Die Systemanforderungen aller angeschlossenen Systeme beachten.

## 1 Übersicht

		CR 35 VETwin	CR 35 VET Plus	CR 35 VET	CR 43 VET	CR 7 VET / Plus	DR 6 VET	VistaRay 7	CR 35 BIO Plus	CR 35 BIO
CPU:	≥ Intel Pentium IV kompatibel, 1,4 GHz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	≥ Intel Core i3	x	x	x	x	x	x		x	x
RAM:	≥ 3 GB	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Betriebssystem:	Microsoft Windows Vista, 32 bit SP 2 (ab Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 32 bit (ab Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 64 bit (ab Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 8, 64 bit (kein Windows RT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows Server 2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Festplatte:	Workstation (ohne Datenbank) ≥50 GB	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Der Speicherbedarf der Datenbank orientiert sich am Bildaufkommen. (Röntgenbild: ca. 2 MB - 120 MB)									
Laufwerk:	DVD-ROM	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Datensicherung:	Tägliche Datensicherung	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mainboard (kein SIS- oder ALI-Chipsatz):	Intel-Chipsatz / VIA-Chipsatz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nvidia-Chipsatz / AMD-Chipsatz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schnittstelle:	USB 2.0 Schnittstelle			x			x	x		x
	USB 3.0 Schnittstelle			x			x	x		x
	Ethernet ≥100 Mbit	x	x		x	x			x	
Grafikkarte:	Auflösung ≥ 1280 X 1024	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Grafikspeicher ≥ 128 MB	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Farbtiefe 32 Bit, 16,7 Millionen Farben	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DirectX 9.0c mit Direct Draw 9.0 Erweiterung	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zubehör:	Befundungsmonitor gemäß Röntgenverordnung, SVGA, ≥ 17" (43 cm), ≥ 1280 x 1024 Pixel, 32 Bit Farbtiefe	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maximale Kabelgesamtlängen:	USB: 3 m			x			x	x		x
	zusätzlich 3 x USB-Repeater (je max. 3 m) möglich			x <sup>1</sup>			x <sup>1</sup>			x <sup>1</sup>
	Netzwerk (Cat. 5): 100 m	x	x		x	x			x	

<sup>1</sup> nur mit aktivem USB 2.0 oder 3.0 Hub

