

Information



Les indications suivantes décrivent uniquement les configurations minimales des systèmes informatiques. Même en respectant les exigences du système, le bon fonctionnement des matériels et des logiciels de DÜRR MEDICAL peut être perturbé par des particularités inhérentes aux matériels et logiciels des clients. Dans ces cas, DÜRR MEDICAL ne se porte aucunement garant du parfait fonctionnement de ses matériels et logiciels.

Si d'autres systèmes sont connectés à l'ordinateur, les exigences du système peuvent s'en trouver altérées. Respecter les exigences requises par tous les systèmes connectés.

1 Vue d'ensemble

		CR 35 VETwin	CR 35 VET Plus	CR 35 VET	CR 43 VET	CR 7 VET / Plus	DR 6 VET	VistaRay 7	CR 35 BIO Plus	CR 35 BIO
CPU :	≥ Compatible avec Intel Pentium IV, 1,4 GHz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	≥ Intel Core i3	x	x	x	x	x	x		x	x
RAM :	≥ 3 Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Système d'exploitation :	Microsoft Windows Vista, 32 bits SP 2 (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 32 bits (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 64 bits (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 8, 64 bits (pas de Windows RT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows Server 2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Disque dur :	Poste de travail (sans base de données) ≥50 Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	La capacité mémoire de la base de données se base sur la production d'images. (radiographie : env. 2 Mo - 120 Mo)									
Lecteur :	DVD-ROM	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sauvegarde des données :	Sauvegarde quotidienne des données	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Carte mère (pas de chipset SIS ou ALI) :	Chipset Intel / VIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Chipset Nvidia/ Chipset AMD	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Interface :	Interface USB 2.0			x			x	x		x
	Interface USB 3.0			x			x	x		x
	Ethernet ≥100 Mbits	x	x		x	x				x
Carte graphique :	Résolution ≥ 1280 X 1024	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mémoire graphique ≥ 128 Mo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Profondeur de teinte 32 bits, 16,7 millions de couleurs	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DirectX 9.0c avec extension DirectDraw 9.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Accessoires :	moniteur de diagnostic conformément à l'ordonnance sur les rayons X, SVGA, ≥ 17" (43 cm), ≥ 1280 x 1024 pixels, 32 bits d'intensité de couleur	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Longueur max. des câbles :	USB : 3 m			x			x	x		x
	en plus 3 répéteurs USB de 3 m maxi. chacun			x ¹			x ¹			x ¹
	Réseau (cat. 5) : 100 m	x	x		x	x			x	

¹ uniquement avec un USB 2.0 actif ou un hub USB 3.0

