

# Vet-Exam<sup>plus</sup> & Vet-Exam<sup>intra</sup>

Schnittstelle zum Patientendatenaustausch mit Praxis Verwaltungssystemen



DÜRR MEDICAL informiert, dass mit der aktuellen Version der Vet-Exam<sup>plus</sup> und Vet-Exam<sup>intra</sup> Software diese Schnittstelle zu den folgenden Praxis Verwaltungssystemen realisiert wurde. Der Erwerb der Zusatz-Option „Connect“ ist hierfür notwendig.

- EasyVet\*
- myANIWIN
- VetInf
- Vetera
- MacVet
- VetOfficePlus
- Animal Office
- OblonData
- Diana Software

\* nur in Verbindung mit EasyImage per Dicom MWL Schnittstelle (direkt bei DÜRR MEDICAL erhältlich)

Stand: November 2013

**DÜRR NDT GmbH & Co. KG**  
Division DÜRR MEDICAL  
Häpfigheimer Str. 22  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany

Telefon: +49 7142 99 381-0  
Telefax: +49 7142 99 381-299  
E-Mail: [info@duerr-medical.de](mailto:info@duerr-medical.de)  
Web: [www.duerr-medical.de](http://www.duerr-medical.de)



**DÜRR  
MEDICAL**